

Kontaktlinsen für täglichen Austausch

Sphärische Einstärkenlinsen, nicht ionisch

Material	Produktname	Firma	H ₂ O	Ø	Geometrie	Dpt	Radien
Hilafilcon B	Soflens daily disposable	Bausch & Lomb	59%	14.2	1-kurvig	+6.5/-9.0	8.6
Hioxifilcon A	Bios 1-Tag	Conil	58%	14.2	asphär	+4.0/-8.0	8.7
Omafilcon A	Proclear 1Day	Cooper	62%	14,2	1-kurvig	+6.0/-10.0	8.7
Nelfilcon A	Focus Dailies	Ciba Vision	69%	13.8	2-kurvig	+6.0/-10.0	8.6
	Focus Dailies Aqua-Comfort Plus	Ciba Vision	69%	14.0	2-kurvig	+6.0/-10.0	8.7

Sphärische Einstärkenlinsen, ionisch

Material	Produktname	Firma	H ₂ O	Ø	Geometrie	Dpt	Radien
Etafilcon A	1Day Acuvue/1 Day Acuvue Moist	Johnson & Johnson	58%	14.2	1-kurvig	+6.0/-12.0	8.5/9.0
Filcon IIb	c-lens 1day UV	Contopharma	72%	14.3	2-kurvig	+7.0/-12.5	8.6
	Daysoft UV	Satrop	72%	14.3	2-kurvig	+7.0/-12.5	8.6
	Daysoft UV	von Hoff	72%	14.3	2-kurvig	+6.5/-10.0	8.6
Filcon IV	Safe-Gel 1-Day	Contactlens Educators	60%	14.1	2-kurvig	+4.0/-8.0	8.6
Filcon IV 1	Bioclear 1day	Prolens	56%	14.1	2-kurvig	+8.0/-10.0	8.6
	Natura-Lens	Techno-Lens	56%	14.1	2-kurvig	+8.0/-10.0	8.6
	Optomal Comfort 1day	Satrop	56%	14.1	2-kurvig	+8.0/-10.0	8.6
Ocufilecon B	Fit-1-day	Ascon Schweiz	52%	14.2	1-kurvig	-0.25/-6.0	8.7
	Dispo Day	Conil	52%	14.2	1-kurvig	+6.0/-10.0	8.7
	Contaview 1day UV	Contopharma	52%	14.2	1-kurvig	-0.25/-6.0	8.7
	Biomedics 1day UV	Cooper Vision	52%	14.2	1-kurvig	+6.0/-10.0	8.7

Torische Einstärkenlinsen

Material	Produktname	Firma	H₂O	Ø	Geometrie	Dpt	Radien
Etafilcon A (ionisch)	1-Day Acuvue for Astigmatism	Johnson & Johnson	58%	14.2	1-kurvig	-0.25/-9.0 zyl 0.75/1.25/1.75 Achsen 0°/90°/20°/160°	8.5
Ocufilecon D (ionisch)	Biomedics 1 Day Toric	Cooper	55%	14.5	1-kurvig	-0.25/-7.0 zyl 0.75/1.25/ Achsen 0°/90°/20°/160°	8.7
Ocufilecon D (ionisch)	Dispo Day Toric	Conil	55%	14.5	1-kurvig	-0.25/-7.0 zyl 0.75/1.25/ Achsen 0°/90°/20°/160°	8.7
Nelfilcon A (nicht ionisch)	Focus Dailies Toric	Ciba Vision	69%	14.2	2-kurvig	+4.0/-8.0 zyl 0.75/1.5 Achsen 0° & 90°	8.6

Multifokallinsen

Material	Produktname	Firma	H₂O	Ø	Geometrie	Dpt	Radien
Filcon Ib (ionisch)	Readers 1-Day	Contactlens Educators	58%	14.3	2-kurvig	plan Add +1.25/+2.25	8.6
Nelfilcon A (nicht ionisch)	Focus Dailies Progressives	Ciba Vision	69%	13.8	2-kurvig	+5.0/-6.0 Add +0.75/+3.0	8.6

Die Liste umfasst die gängigsten Linsentypen und erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit.